

# 口腔清洁冲洗器



本品是由喷头、定量泵体、吸液管、喷头连接盖和稀释储液瓶组成，适用于口腔黏膜、牙龈和牙周感染的冲洗治疗，也用于口腔清洁护理。

❖ 12 小时持续起效

使用后可在口腔黏膜表面形成缓释库，效力持续释放达 12 小时，表现出良好的后续抗菌作用。

❖ 广谱抗菌

不会导致机会性病原菌的过度增值，不干扰口腔正常菌群的生态平衡，可长期使用。

❖ 有效祛除口腔异味

多种有效成分能迅速减少口腔中硫化物的含量，使用后祛除口腔异味，使口气清新。

## 1 性能特点

- 1) 本品可对口腔全部位进行有效冲洗清洁，不磨损牙本质，不损伤口舌粘膜和牙肉组织，对人体安全无害。
- 2) 本品设计合理，结构合手，使用方便，装入冲洗液后，可提供必需的冲洗液量和强力的定向水流，本品对人体安全无害。
- 3) 本品可提供雾状和单泵两种水流，使用者可以根据需要切换。

## 2 用途及使用范围

- 1) 本品通过冲洗，可以有效地祛除口腔黏膜、感染部位、牙龈、齿间粘附和寄存的各类微生物、炎性和血性分泌物，并除去食物残渣、齿垢等助长病原菌衍生的物体，达到治疗、清洁、护理和预防继发感染的目的。
- 2) 适用于口腔炎症、溃疡、牙龈炎和出血、龋齿、口臭等，也适用于口腔护理，预防口腔

疾患引发的继发感染。

### 3 使用方法

一，用于口腔牙龈、牙周牙冠和舌、颊黏膜的清洁冲洗

- 1) 患者取坐姿或站姿，头部稍前倾并张开，利于冲洗液自然流出并避免呛咳。
- 2) 打开稀释储液瓶盖，将口腔清洁冲洗剂 1 袋（本品配套）倒入瓶内，加纯净水稀释，配制成一瓶 60ml，插入吸液管旋紧冲洗头连接盖。
- 3) 持握冲洗器瓶身，将喷头对准所需的部位，食指中指合并扣压冲洗器的压液扳手，冲洗液随之喷出；重复操作至完成。

配套口腔清洁冲洗剂一般一次使用 1 袋(净含量 5ml)；注：部分治疗项目，按医嘱可采用每次 2 袋，以纯净水稀释配成 2 瓶，共 120 毫升洗量。

- 4) 冲洗水流的强弱改变：用改变指压力量来改变药液的冲洗力度。
- 5) 对于卧床、行动不便者，须由他人操作冲洗护理。嘱患者取侧卧位张开口。对其口腔进行冲洗的同时，患者嘴角位置应保持放低，让口中液体可以自然流出，避免呛入气管。操作者也可用盆、杯等盛器接入患者嘴角侧流出液体，以免弄湿衣被身体。
- 6) 一日使用两次。早晚各一次，或每餐后一次。也可根据病情，增加次数。
- 7) 选择冲洗水流：旋转喷头，可以实现单束水流、关闭水流、喷雾状水流、关闭水流的状态转换。（见右图）

二，用于漱口清洁

- 1) 将装入稀释储液瓶中的口腔清洁冲洗剂-抗菌漱口液，适量倒入口腔，闭紧嘴唇，鼓动双颊，重复数次漱口 30 秒后吐出。
- 2) 一日使用两次，早晚各一次，或每餐后一次。也可根据病情，增加次数。
- 3) 为避免污染，冲洗器内液体应一次用完。本品可使用 75% 医用酒精擦拭或浸泡，进行消毒保洁。

### 4 注意事项

- 1) 对本品过敏者慎用。
- 2) 严禁将喷头对准眼睛、气管，避免意外。
- 3) 不可将本品用于鼻腔等薄弱部位。
- 4) 患者，特别是卧床和行动不便者，严禁仰头冲洗，以防呛咳。
- 5) 儿童不可单独使用。应由家长按照本说明书，对儿童进行使用，并应采用分散雾状水流冲洗。
- 6) 保藏在儿童不能触及之处。
- 7) 对于睡眠和意识障碍者，不可进行冲洗和漱口，应改用其他擦拭方式进行口腔护理。
- 8) 医疗产品启用后不宜久藏。
- 9) 在寒冷季节使用，建议孕妇、产妇、老人、儿童等可用温水配制。
- 10) 冲洗剂不可吞服。